

Viren, Bakterien – also Keime jeglicher Art können durch Niesen, Husten, Sprechen und sogar durch die Luft, die wir ausatmen auf andere Personen oder Lebewesen übertragen werden.

Durch unsere Mund-Nase-Maske können wir verhindern, dass mit Viren und/oder Bakterien behaftete Tröpfchen direkt unser Gegenüber treffen und infizieren. Dadurch können wir bei der Eindämmung von Infektionen helfen und die Infektionskette blockieren.

## Wann müssen die Masken getragen werden:

Solange eine Maskenpflicht besteht müssen diese Masken in allen Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und auch überall dort wo der vorgeschriebene Mindestabstand von 2m, bzw. 1,5 m nicht eingehalten werden kann, getragen werden.

## Anlegen einer Mund-Nasen-Maske:

Hände gründlich mit Seife waschen.  
Die falt-Maske muss von der Nase über den Mund zum Kinn gezogen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Maske möglichst eng anliegt und der Nasenbügel gemäß der Nasenform gebogen wird.

## Niemals die Maske selbst berühren!

Nach Entfernung der Maske bitte wieder die Hände gründlich mit Seife reinigen.  
Materialeigenschaft:

Hochwertiges Vlies von DuPont  
Handgefertigte Produktion  
Einfache Reinigung und dadurch wiederverwendbar  
Einfassbänder (falls vorhanden) aus Baumwolle  
Gefertigt nach den Anforderungen der  
DIN EN 14683

## Pflegeanweisung:

- Bitte die Masken in einem Wäschesack schonend ohne Schleudern waschen.
- Masken an der Luft trocknen - Nach der Wäsche heiß Bügeln.
- Alternativ können die Masken auch nach jedem Tragen mit einem Dampfbügeleisen desinfiziert werden.



## Warum sollten wir eine Maske tragen:

Eine Mund-Nase-Maske dieses Typs soll dazu beitragen, andere Menschen, insbesondere die der Hochrisikogruppen vor unseren Erregern zu schützen. Sie dient also weniger dem Selbstschutz als dem Schutz Anderer. Um uns selbst zu schützen müssen wir die Abstandsregeln, Kontaktverbote und die Hygienevorschriften der gründlichen Händereinigung mit Seife einhalten.

## Achtung:

Vermeiden Sie jegliche Berührung der Maske während des Tragens, da durch evtl. Anhaftung der Keime auf der Maske, diese auf die Haut der Hände übertragen werden könnten. Wenn die Maske feucht ist, diese bitte wechseln! Ablegen der Maske durch Lösen der Bindebänder oder umsichtiges entfernen der Gummibänder hinter den Ohren.

